



MESA DE EXPLORACIÓN ISIS

mueblesmedicos.com.mx

Mesa de exploración con pierneras y sangrera desmontable de plástico.

Respaldo amplio con 4 posiciones.

Contacto doble.

Niveladores inferiores para ajustar su altura y evitar el contacto directo con el piso.

MEDIDAS GENERALES:

Altura:87cm

Ancho:64cm.

Largo con extensión: 171cm.

Largo sin extensión: 131cm.

Peso aprox: 70 kgs



www.mhstore.com.mx

Esmaltes disponibles:



Blanco

Tapices disponibles:



Verde



Negro



Azul mb



Amarillo



Fiusha



CERTIFICADO 7187

Ignacio Pérez Sur 50 Loc. 14, Centro, Querétaro, Qro., MX Tel. 442 242 00 58, 242 49 18
C. P. 76000, Rep. Mexicana
E-mail:mhstore1@yahoo.com.mx