

“Para el mejor de los inicios, los mejores cuidados”

Diseño de gabinete construido en lámina de acero Cal. 22, recubierto con pintura electrostática termo-endurecida.

El gabinete esta formado por: tres cajones de 44 cm de ancho por 18cm de alto y con un fondo de 40cm, cuenta con un sistema de correderas con rodamientos de nylon que permiten un deslizamiento silencioso.

Dos puertas abatibles de 65cm de ancho. Dos jaladeras de plástico embutidas color negro. Entrepañó divisor en l parte horizontal del gabinete. Infantómetro superior cuenta con 2 secciones acojinadas, una para recostar y examinar a los niños y una extensión lateral. Su estructura está formada por: Madera de pino de primera calidad en la extensión. Forrados con vinil lavable, impermeable, liso y antibacterial. Poliuretano de alta densidad 24std. de 4cm de espesor.


El diseño acojinado superior es ergonómico, lo que permite brindar mayor comodidad al niño.

Esa mesa puede llevar calcomanías de colores y en distintas figuras de animales u objetos infantiles para hacer juego con tu consultorio. Lo anterior permite al infante sentirse seguro y en un espacio tranquilo.

Mesa de Exploración Pediátrica con CENEFA



Esmaltes disponibles:



Gris

Beige



Tapices disponibles:



Verde

Negro

Azul

Mostaza

Vino

Rosa

MEDIDAS GENERALES:

GABINETE: Ancho: 59cm. Largo: 110cm. Alto: 97cm.

FUNDA ACOJINADA: Ancho: 57cm. Largo: 110cm.

ESPESOR: 4cm.

EXTENSIÓN: Ancho: 40cm. Largo: 40cm. Espesor: 6cm. Largo total con miembros inferiores a 0°: 150cm.

Peso total: 50.00kg.

01800-5-701-601

QUERÉTARO

Ignacio Pérez Sur 50 loc. 14 (Plaza Celta), sobre Priv. Zaragoza

Tel/Fax (442) 242 00 58

mhstore1@yahoo.com.mx