

# Consultorio Pediátrico de Gabinete con Cenefa

**WWW**  
mhstore.com.mx



## Características:

Consultorio Funcional y estético para la exploración pediátrica  
La mesa de Exploración cuenta con niveladores para ajustar su altura. Cuenta con un infantómetro de aluminio graduado de 0 a 100 cm.  
La vitrina incluye dos entrepaños de vidrio.

## Datos Técnicos:

Lámina Calibre 22  
Esmaltado con pintura en polvo horneada, la cual es altamente resistente a la salinidad y humedad.  
Vinil de importación de primera.

## Esmaltes disponibles:



## Tapices disponibles:



Ignacio Pérez Sur 50 Loc. 14, Centro, Querétaro, Oro., MX Tel. 442 242 00 58, 242 49 18  
C. P. 76000, Rep. Mexicana  
E-mail: mhstore1@yahoo.com.mx